


Passend dazu...

Handschuhhalter



Die Halter für Handschuhboxen schaffen Abhilfe bei fehlenden Abstellflächen in Ihrem Labor. So können verschiedene Sorten und Grössen übersichtlich an einem Ort versorgt werden. Dank des Winkels der Box lassen sich die Handschuhe einfacher aus der Box ziehen, wodurch weniger Handschuhe herausfallen. Die Halter eignen sich für alle Biosystems Einweghandschuhboxen. Mit dem Flex-Halter können Sie Ihren Handschuhhalter zudem individuell erweitern.

Art-Nr.	Beschreibung	Menge	Preis CHF (exkl.)
FLAG001	Handschuhhalter für 1 Box	1 Stück	38.–
FLAG002	Handschuhhalter für 2 Boxen	1 Stück	47.–
FLAG003	Handschuhhalter für 3 Boxen	1 Stück	55.–
FLAG004	Handschuhhalter für 4 Boxen	1 Stück	62.–
FLAGFLEX	Erweiterung für 1 Box	1 Stück	39.–

Für mehr Infos

erreichen Sie uns unter **+41 61 795 96 10**,
info@biosystems.ch oder
direkt unter **www.biosystems.ch**

T +41 61 795 96 10 | Biosystems Switzerland AG
info@biosystems.ch | Hofackerstrasse 40A
www.biosystems.ch | CH-4132 Muttenz

 **BIOSYSTEMS**
Lab solutions for life

Biosystems Einweghandschuhe

Für Ihre Sicherheit

NEU

Ab sofort finden Sie in unserem Sortiment Einweghandschuhe aus diversen Materialien und in verschiedenen Farben.



 **BIOSYSTEMS**
Lab solutions for life

Alle Modelle im Überblick

Einweghandschuhe Latex



Einweghandschuhe aus dem natürlichen Material Latex legen sich wie eine zweite Haut über die Hände und bieten ein hohes Mass an Berührungsempfindlichkeit. Sie bieten die perfekte Kombination aus Bequemlichkeit und Schutz.

- Naturlatex
- ungepudert
- unsteril
- beidseitig verwendbar
- AQL 1.5
- EN 455

Art-Nr.	Beschreibung	Farbe	Grössen	Menge	Preis CHF (exkl. MwSt.)
82-0021-10	Handschuhe Latex	naturfarbig	S	10 x 100 Stück	90.–
82-0021-20	Handschuhe Latex	naturfarbig	M	10 x 100 Stück	90.–
82-0021-30	Handschuhe Latex	naturfarbig	L	10 x 100 Stück	90.–
82-0021-40	Handschuhe Latex	naturfarbig	XL	10 x 100 Stück	90.–

Einweghandschuhe Nitril plus



Nitril plus Handschuhe passen sich mit ihrer weichen Struktur und Elastizität bestens an ihre Hände an und verfügen dank der Nitril plus Zusammensetzung über zusätzliche Sicherheitseigenschaften. Sie eignen sich zum Schutz gegen diverse Chemikalien und bieten mit der leichten Textur an den Fingerspitzen gute Griffigkeit.

- Nitril
- Latex frei
- ungepudert
- unsteril
- AQL 1.5
- EN455, EN374 -1, EN374-2 & EN374-3

Art-Nr.	Beschreibung	Farbe	Grössen	Menge	Preis CHF (exkl. MwSt.)
82-0114-10	Handschuhe Nitril Plus	orange	S	10 x 50 Stück	95.–
82-0114-20	Handschuhe Nitril Plus	orange	M	10 x 50 Stück	95.–
82-0114-30	Handschuhe Nitril Plus	orange	L	10 x 50 Stück	95.–
82-0114-40	Handschuhe Nitril Plus	orange	XL	10 x 50 Stück	95.–

Einweghandschuhe Nitril



Nitril Handschuhe sind die perfekte Alternative zu Latex für empfindliche Hände. Mit ihrer Zusammensetzung bieten sie eine hervorragende Berührungsempfindlichkeit bei gutem Schutz. Die Einweghandschuhe sind in den Farben weiss oder violett erhältlich.

- Nitril
- Latex frei
- ungepudert
- unsteril
- beidseitig verwendbar
- AQL 1.5
- EN455, EN374-1 & EN374-2

Art-Nr.	Beschreibung	Farbe	Grössen	Menge	Preis CHF (exkl. MwSt.)
82-0011-10	Handschuhe Nitril	weiss	S	10 x 200 Stück	160.–
82-0011-20	Handschuhe Nitril	weiss	M	10 x 200 Stück	160.–
82-0011-30	Handschuhe Nitril	weiss	L	10 x 200 Stück	160.–
82-0011-40	Handschuhe Nitril	weiss	XL	10 x 200 Stück	160.–

Art-Nr.	Beschreibung	Farbe	Grössen	Menge	Preis CHF (exkl. MwSt.)
82-0013-10	Handschuhe Nitril	violett	S	10 x 200 Stück	160.–
82-0013-20	Handschuhe Nitril	violett	M	10 x 200 Stück	160.–
82-0013-30	Handschuhe Nitril	violett	L	10 x 200 Stück	160.–
82-0013-40	Handschuhe Nitril	violett	XL	10 x 200 Stück	160.–

Testresultate zum Permeationslevel EN 374-3

Chemikalie	Level	Level	Gemessene Durchdringungszeit
40% Natriumhydroxid	6	1	> 10 Min.
96% Schwefelsäure	1	2	> 30 Min.
5% Ethidiumbromid	6	3	> 60 Min.
37% Formaldehyd	6	4	> 120 Min.
50% Glutaraldehyd	6	5	> 240 Min.
1.5% Methanol in Wasser	6	6	> 480 Min.
n-Heptan	2		
0.1% Phenol	6		